

## Zubehör Labor



### Mikropipetten Medipha 50 µl neutral nicht heparinisiert (Dose á 250 Stück)

ArtNr: 81100050

**25,00 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

- vorkalibrierte Pipetten für die genaue Messung des Kapillarröhrchenvolumens
- die Pipetten entsprechen ISO 7550
- in Pappfläschchen zu 250 Stück verpackt
- die Pipetten haben eine Standardlänge von 125 mm und die Farbcodierung auf jeder Pipette gibt das Volumen an, das von der Basis bis zur Ringmarkierung gemessen wird