

## Insulinpumpenkatheter



### Accu-Chek FlexLink Kanülen 8 mm (10 Stück)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| ArtNr:         | D72080                                 |
| PZN:           | 01022541                               |
| Hersteller:    | <a href="#">Roche Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 04626567001                            |

**84,90 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Kanülenlänge: 8 mm

- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10