


Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,80 x 25 mm, grün, 21G x 1" (100 Stück)

ArtNr:	15784225
PZN:	05012054
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305894

17,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- grün
- 0,80 x 25 mm
- 21G x 1"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.