

Blutzuckermessgeräte



Blutzuckermessgerät Contour Care mg/dl (1 Set)

ArtNr: D35090
PZN: 15251908
Hersteller: [Ascensia Diabetes Care](http://www.ascensia-diabetes-care.com)

3,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einfach. Gut.
- ohne codieren
- Messzeit: 5 Sekunden
- Blutmenge: 0,6 µl
- speichert die letzten 800 Messergebnisse
- Maße: 78,5 x 56 x 18 mm
- Kompatibel mit der kostenfreien Contour Diabetes App
- die Daten können durch den Diabetologen mit der DIABASS®PRO Software direkt vom CONTOUR®CARE Blutzuckermessgerät ausgelesen werden.
- 3-farbigen smartCOLOUR Zielbereichsanzeige. Gelb: über dem Zielbereich, Grün: im Zielbereich, Rot: unter dem Zielbereich
- Intelligente Nachfülloption: Blut kann bis zu 60 Sek. lang erneut auf denselben Sensor gegeben werden.
- Mmol/l: bei Bestellung
- Inhalt: Blutzuckermessgerät, Lanzettengerät, 5 Lanzetten, 5 Teststreifen, Etui, Gebrauchsanweisung
- Maximale Abgabemenge pro Person: 2 Stück (s. AGB)