

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe twin 5000

ArtNr: 15999914
Umkarton: 34 Packungen

3,71 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- konisch auslaufendes Gefäß
- eignet sich besonders gut für langstielige Gegenstände, z.B. Trokare, Pipetten
- seitlicher Haltegriff
- Tagesverschluss zum Öffnen und Schließen
- Endverschluss
- bei voller Box rastet der kleine Deckel durch Druck sicher ein
- nachträgliches Öffnen ist nicht mehr möglich
- unterschiedliche Abzieh- und Abdrehvorrichtungen
- Abdrehstern für Insulin-Pens
- Einfwurföffnung kann durch stufenweises Herausbrechen der Klappen vergrößert werden
- es können auch Blutentnahme-Systeme vom Spritzenkörper abgedreht werden
- umstoßsichere Befestigung durch verschiedene Halterungen
- 5000 ml