

Venenverweilkanülen



Surflo W mit Flügel 22 G, blau (50 Stück)

ArtNr: 16312722
PZN: 01172157
Umkarton: 10 Packungen
Hersteller: [Terumo Deutschland GmbH](http://www.terumo.com)
Hersteller Nr: SR+DM2225WX
Unverb. Preisempf.: 70,00 €

55,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- mit Flügel
- transparente Sichtkammer lässt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen
- flüssigkeitsabweisender mikroporöser Filter
- der Filter ist luftdurchlässig, schließt aber zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden
- 0,90 x 25 mm
- blau