

Penkanülen

Mylife Clickfine Pen-Nadeln 0,25 x 5 mm DiamondTip (100 Stück)

ArtNr:	D55308
PZN:	16697977
Hersteller:	Ypsomed

20,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- passt auf alle gängigen Injektionspens
- Nadellänge: 4 mm
- Nadelstärke: 0,23 mm (32G)
- Stück per Packung: 100
- patentierte universal click Technologie
- hörbarer «Click» bestätigt den sicheren Halt
- Spezialsilikonisierung für eine schmerzarme Injektion