

Absaugung



Absaugkatheter S71 Ideal Tip, Ch 12, 50 cm lang (150 Stück)

ArtNr: 30006012
PZN: 02099698
Umkarton: 6 Packungen

37,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- S71 Ideal Tip
- Ch 12
- 50 cm
- gerade
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- ideale Spitze zur Verringerung des Risikos von Gewebeschäden
- weich abgerundet und offene Spitze mit zwei lindernden Augen
- steril
- weiss