

Blutzuckermessgeräte



Blutzuckermessgerät Beurer GL 44 mg/dl schwarz (1 Set)

ArtNr:	D35344
PZN:	07586902
Hersteller:	Beurer GmbH
Hersteller Nr:	GL 44
Unverb. Preisempf.:	33,61 €

1,95 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Diabetes Management mit Messwertmarkierung
- Meßzeit: 5 Sekunden
- Blutmenge: 0,6 µl
- Speicher für 480 Werte mit Datum und Uhrzeit
- Maße: 69 x 60 x 19 mm
- Codierfrei
- Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement
- PC-Anschluß möglich
- Mmol/l: bei Bestellung
- Durchschnittswerte 7, 14, 30 oder 90 Tage
- messen an alternativen Körperstellen möglich (AST)
- XXL-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- beleuchteter Streifeneinfuhrschacht
- Inhalt: Blutzuckermessgerät, Lanzettengerät, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Etui, Gebrauchsanweisung
- Maximale Abgabemenge pro Person: 2 Stück (s. AGB)