

## Urinbeutel



### Urinbeutel 2,0 l, Rücklaufsperre, Bodenablass, Schiebeventil

ArtNr: 20010720  
PZN: 02098670  
Umkarton: 200 Packungen  
Unverb. Preisempf.: 0,56 €

**0,38 €**

zzgl. MwSt.

#### **Beschreibung:**

Urindrainagesystem P3:

- 2 l rechteckiger Urinbeutel
- Graduierung in ml
- 90 cm knicksicherer Schlauch
- kegelförmige Verbindung mit Verschlußkappe
- mit Rücklaufsperre
- mittig angebrachtes Ablass-Schiebeventil
- 4 verstärkte Aufhängeösen