

Pflaster



Rudaderm universal Strips 1,6 x 5,7 cm (500 Stück)

ArtNr: 54081749
PZN: 07770362
Umkarton: 36 Packungen

9,32 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Trägermaterial besteht aus einem flexiblen, braunen, wasserfesten und schmutzunempfindlichen Kunststoff und ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Die Wundauflage wird rundum durch das Trägermaterial geschützt. Die einzeln abgepackten Strips dienen zur Abdeckung von Injektionsstellen, kleinen Punktionen (z.B. Venenpunktion) und primär heilenden kleineren Wunden.