

Blutzuckermessgeräte

Blutzuckermessgerät alphacheck professional mg/dl (1 Set)



ArtNr: D35351
PZN: 12910753
Hersteller: [Berger Med GmbH](http://Berger-Med-GmbH.de)

10,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Automatische Kodierung
- Plasmakalibriert
- Messfunktion mit Temperaturangabe
- Durchschnittswerte im 1,7,14,30,90 - Tagesrhythmus ermittelbar
- Mahlzeiten-Markierung inkl. Alarmfunktion
- USB-Anschluss mit Schutzvorrichtung
- 5 Sekunden Messzeit
- Nur 0,5 µL Blut benötigt
- Kompatibel mit: DIABASS / MEDIMPORT