

Entsorgungsboxen

Kanülenabwurfbehälter Easy 2,5 l



ArtNr: 15999883
Umkarton: 36 Packungen

1,60 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen
- kompatibel mit Schwarz-Tabletts
- der Behälter kann provisorisch oder endgültig geschlossen werden
- sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben
- falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reisst die Lasche ab
- stich- und schnittfest
- mit Tragegriff
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentsorgung
- auf 134° für 18' autoklavierbar
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Doppel Nadelentsorgung (für Linkshänder)
- Halterung auf Anfrage
- Konform mit TRBA 250, ISO 23907:2013, NF, FDA Approval, BAM
- Abmessung (L x B x H): 245 x 105 x 161 mm