

Verbinder



Dreiwegehahn blau CP (200 Stück)

ArtNr: 17135103
Umkarton: 8 Packungen
Hersteller: [Fresenius Kabi Deutschland GmbH](http://www.fresenius-kabi.de)

50,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- dient dem Durchleiten von Gasen oder Flüssigkeiten
- es können alle Richtungen geschlossen oder geöffnet werden
- einzelne Richtungen können geschlossen und andere geöffnet werden
- blau
- lipidbeständig