

## Ballon-Katheter



### Ballonkatheter Tiemann 100 % Silikon Ch 22

ArtNr: 27070322  
Umkarton: 100 Packungen

**2,80 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5-10 ml
- Tiemann-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang