

Lagerungshilfen



Servofill-Med Kissen 40 x 80 cm, ohne Bezug

ArtNr: 84081474

34,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Einsatzbereiche:

- für bettlägerige, immobile Patienten
- Weichlagerung und Stützlagerung
- für die AVT-Lagerung, z.B. zur Freilagerung bestimmter Rückenpartien nach operativen Eingriffen

Füllung:

- EPS-Polsterperlen (expandiertes Polystyrol)
- PUR-Luftzellenstäbchen

Merkmale:

- kein Ausgasen des Füllmaterials
- behält konstantes Volumen
- gute Anpassungsfähigkeit
- gutes Stütz- und Modellierverhalten
- geringes Gewicht und lange Haltbarkeit
- hygienisch und antiallergisch
- abwaschbar
- preiswert
- Bezüge lieferbar: siehe Zubehör (im Shop oben rechts)