

Blutdruckmessung

FBone digitales Oberarm- Blutdruckmessgerät inkl. Universalmanschette 22-42 cm



ArtNr: 74000204

33,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Display Ihres Digitalen Oberarm-Blutdruckmessgeräts ist übersichtlich aufgebaut und zeigt Ihnen während und nach der Messung alle relevanten Informationen auf einen Blick. Neben den großen Ziffern, die den systolischen und diastolischen Blutdruck zeigen, ermöglicht die linke Skala die Einordnung der Ergebnisse nach WHO-Klassifikation. Symbole wie die Manschettensitzkontrolle, der Ruheindikator oder die Arrhythmieerkennung helfen dabei, die Messung korrekt durchzuführen und mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Zwei getrennte Speicherplätze ermöglichen es, Messwerte übersichtlich abzulegen und später nachzuvollziehen.

- Maße: 165 x 109 x 96 mm (H x B x T)
- Gewicht: 455 g