

## Pens



### **Humapen Savvio, 3 ml, 1 I.E., graphit (1 Stück)**

ArtNr: D55445G  
PZN: 09651472  
Hersteller: [Lilly Deutschland GmbH](http://www.lilly.de)  
Unverb. Preisempf.: 83,99 €

**83,11 €**

zzgl. MwSt.

### **Beschreibung:**

- aus eloxiertem Aluminium
- präzise Dosierung in ganzen Einheiten
- einfache Handhabung
- Dosiermenge von 1-60 Einheiten
- Korrektur der Insulinmenge ohne Insulinverlust möglich
- es können nicht mehr Einheiten eingestellt werden als in der Patrone vorhanden sind.
- ausschließlich für die Verwendung von Insulinpatronen (Humalog oder Huminsulin) der Firma Lilly
- erhältlich in den Farben: blau, graphit, grün, silber, rot oder rosa.