

Labor - Lanzetten



Sicherheitslanzetten Ultrasafe 26 G, 0,45 mm x 1,8 mm, gelb (100 Stück)

ArtNr: 19170017
PZN: 19264842
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 9,50 €

7,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen