

Zellstoff



Pehazell hochgebleicht 1000 g

ArtNr: 54100062
PZN: 01085990
Hersteller: [Paul Hartmann AG](#)
Hersteller Nr: 133 275

18,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Verbandzellstoff ist wegen seines hohen Absorptionsvermögens als preisgünstiges Saugmaterial für die Wundversorgung und für die Krankenpflege unentbehrlich. Entsprechend den vielseitigen Anwendungsgebieten steht Pehazell in verschiedenen Aufmachungen zur Verfügung. Pehazell Verbandzellstoff hochgebleicht eignet sich besonders als Saugmaterial in der Wundversorgung. Er darf jedoch niemals direkt mit einer Wunde in Berührung kommen, da er aus kurzen Fasern von nur 1-3 mm besteht, deshalb leicht fusselt und in feuchtem Zustand schlechter zusammenhält. Andererseits erleichtert aber gerade diese Eigenschaft das Beseitigen gebrauchten Zellstoffs.

- Lagen 28,5 x 37 cm