

Zubehör Urologie



Urinfilter Drehkopf (125 Stück)

ArtNr: 21700000
Umkarton: 8 Packungen

22,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der URO-FILTER Drehkopf dient als Einmalfilter zur hygienischen Kontrolle von insbesondere Urin auf ausgeschiedene Nieren- und Ureter-Konkremente zur Untersuchung des Steinabgangs sowie zum Sieben auch anderer Körperflüssigkeiten.

- mit Nylonsiebgewebe
- zur Kontrolle des Steinabgangs bei Nierenerkrankungen
- Patient filtert selbst
- der Stein geht für die Analyse nicht verloren
- in Praxis und Klinik anwendbar
- leicht zu handhaben
- sauber, rationell, kostensparend
- erspart Urinsammeln und anschliessendes Sieben
- eignet sich auch zum auffangen elektro-resizierter Gewebsteile
- die unkomplizierte Handhabung entlastet das Laborpersonal und spart Zeit und Kosten
- einzusetzen in Urologie, Chirurgie, innerer Medizin und Laboratorien
- verschreibungsfähig