

## Perfusionsbestecke



### Surshield Surflo 22 G x 3/4, schwarz (50 Stück)

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ArtNr:              | 16312822                                |
| PZN:                | 03043665                                |
| Umkarton:           | 10 Packungen                            |
| Hersteller:         | <a href="#">Terumo Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr:      | SVS-22BL30                              |
| Unverb. Preisempf.: | 46,00 €                                 |

**27,25 €**

zzgl. MwSt.

### Beschreibung:

- Sicherheitsperfusionsbestecke
- 0,70 x 19 mm
- 22 G x 3/4
- der Nadelschutz wird nach Aufhebung der Punktion aktiviert
- der ultrascharfe Lancet Point ermöglicht eine schmerzarme Punktion
- sanftes Vordringen der Kanüle
- große, flexible und ineinandergreifende Flügel
- hohe Stabilität und Griffigkeit bei der Venenpunktion
- minimaler Druck auf die Venenwand
- Schlauch: flexibel, knickstabil, 30 cm
- steril
- schwarz