


Perfusionsbestecke



BD Vacutainer Safety-Lok 21 G x 3/4, grün, Schlauchlänge 30 cm (50 Stück)

ArtNr:	16290121
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	367246

29,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitsperfusionsbestecke (Flügelkanüle)
- 0,80 x 30 mm
- 21 G x 3/4
- Verletzungsgefahr des medizinischen Personals wird minimiert
- Kanüle verschwindet nach Gebrauch sicher und endgültig im anliegenden Schutzrohr
- nochmalige Verwendung ist ausgeschlossen
- keine Infektionsgefahr
- 30 cm Schlauchlänge mit Luer-Lockansatz
- einzeln steril verpackt
- grün