

Pflaster

Leukoplast Classic 6 cm x 5 m



ArtNr: 55000311
PZN: 13838207
Umkarton: 24 Packungen

10,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- atmungsaktiver, robuster und strapazierfähiger Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung - zur Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- die starke Klebkraft bietet einen sicheren und dauerhaften Halt
- besteht aus einem Viskoseträger mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt
- latexfrei
- Meterware