

Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,50 x 16 mm, orange, 25G x 5/8" (100 Stück)

ArtNr:	15784516
PZN:	04219646
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305760

17,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- orange
- 0,50 x 16 mm
- 25G x 5/8"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.