

Infusionsgeräte



Chiraplust P Autofusion-Infusionsgerät, DEHP-frei, 180 cm (30 Stück)

ArtNr: 17134013
Umkarton: 10 Packungen

27,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Automatischer Luftstopp-Filter:

- speziell entwickelter Filter verhindert Lufteintritt, wenn die Infusion leer ist
- der Filter hält einen konstanten Flüssigkeitsstand aufrecht

Vorfilter:

- der Vorfilter stellt sicher, dass der Schlauch automatisch gefüllt wird und hält somit ein geschlossenes System aufrecht bis es verbunden wird
- hilft bei der Prävention von gesundheitsbedingten Infektionen
- kein unkontrolliertes Verschütten von Flüssigkeiten auf Hände, Fußboden und Bettwäsche
- keine Verschwendung von Infusionsflüssigkeit

Technische Daten:

- sichere Entsorgung des Spikes durch eine Docking-Einrichtung
- speziell konstruierter Walzenkörper mit präziser Strömungskontrolle
- PVC-freie flexible Tropfkammer für einfaches und schnelles Ansaugen (Fallrate 20 Tropfen/ml)
- DEHP-freie Infusionsleitung mit phthalatfreien Weichmachern der neuen Generation, reduziert phthalatbedingte Toxizität und gewährleistet Patientensicherheit
- universell geeignet für Schwerkraft- und Druckinfusionen bis 2 bar
- Vorbereitungsvolumen: 6.46 ml/mtr
- Schlauchlänge: 180 cm