

Urinbeutel



Urosid Urindrainagebeutel 2000 ml 120 cm Schlauch, steril

ArtNr: 20900413
PZN: 04319000
Hersteller: Asid Bonz GmbH

9,20 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- geschlossenes Urindrainagesystem mit Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- waargerechtes Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- hydrophob beschichtete Mikrofilter
- flexibler und knickstabiler Schlauch mit Bettuchklemme
- bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- steril
- latexfrei
- Volumen: 2.000 ml
- Schlauchlänge: 120 cm