

## Pens



### **NovoPen 6 silber (1 Stück)**

ArtNr: D55150S  
PZN: 14412367  
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

**92,30 €**

zzgl. MwSt.

### **Beschreibung:**

- Wiederverwendbarer Insulinpen mit einer Dosis-Memoryfunktion ( letzte 3 Monate/800 Injektionen )
- Dosierung in 1er Schritten von 1-60 Einheiten
- Verwendbar für Insuline von Novo Nordisk ( 3 ml Penfill )
- Daten können kabellos über NFC-Technology auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen werden.
- Farben: silber, blau