

Absaugung



Absaugpumpe Askir C30 Stativmodell

ArtNr: 36290026

545,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Inklusive 2 x 2 Liter autoklavierbare Kunststoffbehälter.

- Spannung: 230 V/WE
- ISO 10079-1: Hochvakuum, hohe Flussrate
- max. Vakuum: -80 kPa (-0,8 bar)
- max. Saugleistung: 40 l/min
- Einsatzdauer: 120 min. ON, danach 60 min. OFF.
- Gewicht: 3,6 kg
- Format: 350 x 210 (H) x 180 mm
- Gewicht mit Stativ: 6,2 kg
- Format mit Stativ: 320 x 995 (H) x 305 mm