

Insulinspritzen



Insulinspritzen BD Micro-Fine+ U100, 0,5 ml, 8 mm (100 Stück)

ArtNr:	D101075
PZN:	07468077
Umkarton:	5 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	324825

18,40 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Insulinspritze mit eingeschweißter Kanüle
- für U100 Insuline = orangefarbene Kappe, schwarze Skala
- Nadellänge: 8 mm
- Nadelstärke: 0,30 mm
- Volumen 0,5 ml - bis 50 I.E.
- Stück per Packung: 100