

Venenverweilkanülen



Surflo W m. Flügel u. Injektionsventil 20 G, rosa (50 Stück)

ArtNr:	16312520
PZN:	06612678
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR+DM2032PX
Unverb. Preisempf.:	80,00 €

100,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,0 x 32 mm
- 20 G
- mit Flügel
- Zuspritzmöglichkeit durch Injektionsventil
- transparente Sichtkammer lässt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen
- flüssigkeitsabweisender mikroporöser Filter
- der Filter ist luftdurchlässig, schließt aber zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden
- rosa