

## Labor - Lanzetten



### **Sicherheitslanzetten Ultrasafe 21 G, 0,80 mm x 2,2 mm, orange (100 Stück)**

ArtNr: 19170015  
PZN: 19264807  
Umkarton: 10 Packungen  
Unverb. Preisempf.: 9,50 €

**7,90 €**

zzgl. MwSt.

#### **Beschreibung:**

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

#### **Anwendung:**

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen