

Tapes



Leukotape classic 3,75 cm x 10 m weiß (1 Stück)

ArtNr: 55000164
PZN: 00499726
Umkarton: 5 Packungen
Hersteller: [BSN Medical](http://www.bsn-medical.de)
Hersteller Nr: 2206

12,75 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz. Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebmasse.

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Anwendungsgebiete: für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken

Anwendungsdauer: kurzzeitig bis zu mehreren Tagen