

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 10 mm (25 Stück)

ArtNr:	D77160
PZN:	14213952
Hersteller:	Roche Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	08699046001

149,30 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 10 mm
- extrafeine Edelstahlkanüle (0,36 mm)
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- einfaches Abkoppeln des Insight Adapter & Schlauch vom Kanülengehäuse
- selbsthaftendes Pflaster
- mehr Diskretion durch sehr flaches Kanülengehäuse