

Entsorgungsboxen



Kanülenabwurfbehälter Multi-Safe vario 2000, passend für Schwarz Tablett

ArtNr: 15999874
Umkarton: 50 Packungen

1,52 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- rechteckige Gefäßform
- großzügige Einwurfoffnung für sperrige Kleinteile und große Teile, wie z.B. Butterfly-Systeme, Schläuche etc.
- Tagesverschluss zum Öffnen und Schließen
- Endverschluss
- bei voller Box rastet der kleine Deckel durch Druck sicher ein
- nachträgliches Öffnen ist nicht mehr möglich
- unterschiedliche Abzieh- und Abdrehvorrichtungen
- Abdrehstern für Insulin-Pens
- es können auch Blutentnahme-Systeme vom Spritzenkörper abgedreht werden
- durch passende Halterungen lassen sich die Boxen optimal an der Wand oder auf dem Tisch platzieren
- 2000 ml