

Infusionsgeräte



Chiraplust P, 150 cm, Druckfestes Infusionsgerät DEHP-frei (100 Stück)

ArtNr: 17134009

45,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Infusionsgerät mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen

- scharfer Einstechdorn
- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Luer-Lock-Ansatz
- latex-frei