

Binden



Elastomull haft rot 10 cm x 20 m

ArtNr: 56000209
PZN: 01412590
Hersteller: [BSN Medical](https://www.bsn-medical.com)
Hersteller Nr: 45376

16,53 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- kohäsive, elastische Fixierbinde
- rot
- zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- zur Fixierung von Gipsschienen
- als Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- als leichter Stützverband, nach Gipsabnahme