


Sicherheitskanüle



BD Eclipse Sicherheitskanülen 0,80 x 40 mm, grün, 21G x 1 1/2" (100 Stück)

ArtNr:	15780202
PZN:	04219652
Umkarton:	12 Packungen
Hersteller:	BD Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	305895

17,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Sicherheitskanüle
- grün
- 0,80 x 40 mm
- 21G x 1 1/2"
- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.