

Insulinpumpenkatheter



Accu-Chek Insight Flex Kanülen 10 mm (10 Stück)

ArtNr: D77020
PZN: 08459778
Hersteller: [Roche Deutschland GmbH](https://www.roche.de)
Unverb. Preisempf.: 87,06 €

87,06 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Kanülenlänge: 10 mm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- sichere Entsorgung durch Einklappen der Kanüle