


Perfusionsbestecke



Surflo Perfusionsbestecke 21 G x 3/4, grün (50 Stück)

ArtNr:	16300021
PZN:	18060758
Umkarton:	10 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SV-21BL
Unverb. Preisempf.:	22,50 €

17,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion
- 0,80 x 19 mm
- 21 G x 3/4
- besonders dünnwandig
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- spezielle Griffnoppen verhindern ein Verrutschen während der Punktion
- 30 cm Schlauch mit Luer-Lock-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- grün