


Ballon-Katheter



Ballonkatheter 100 % Silikon Ch 18

ArtNr: 27070518
PZN: 02336388
Umkarton: 100 Packungen
Unverb. Preisempf.: 12,54 €

12,54 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dauerverweilkatheter für die Blasenentleerung mit einer Verweildauer von maximal 30 Tagen

- 100 % Silikon
- Ballon 5 - 10 ml
- Nelaton-Spitze
- einzeln steril im Peelpack
- mit Röntgenkontraststreifen
- latexfrei
- PVC-frei
- 40 cm lang