

Zubehör Diagnostik

Venenstauer mint, Kunststoffverschluß, latexfrei



ArtNr: 74080221
Umkarton: 300 Packungen

3,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- kräftiges Gewebe
- Kunststoffverschluß
- Einhandbedienung: er läßt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- Band bei 60 °C waschbar
- einzeln im Display verpackt
- Bandlänge: 40 cm
- MRT-tauglich