

Penkanülen



NovoFine Pen-Nadeln 0,23/0,25 x 6 mm 32G TIP (100 Stück)

ArtNr: D55163
PZN: 17923884
Hersteller: [Novo Nordisk Pharma GmbH](http://www.novonordisk.com)

20,90 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- für den Gebrauch mit den Injektionshilfen von Novo Nordisk
- Nadellänge: 6 mm
- Nadelstärke: 0,23/0,25 mm (32 G)
- NovoFine® 6 mm 32 G Tip etw ist eine 0,25 mm Injektionsnadel mit einer 0,23 mm Nadelspitze, einer konischen Form und einer polierten Oberfläche
- Stück per Packung: 100
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin wall" - Technologie