

Mundschutz



Faltmaske FFP2 ohne Ventil mit Ohrschlaufen - Made in Germany-

ArtNr: 50330139
Umkarton: 180 Packungen

0,15 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- mehrlagige, partikelfiltrierende Halbmaske
- Filterung von mindestens 94% der Schadstoffe/Partikel aus der Luft bis zu einer Größe von 0,6 µm
- Hoher Tragekomfort durch elastische Ohrschlaufen und eingearbeitetem Nasenbügel
- Weiches Vliesmaterial für wenig Reibung an Mund, Nase und Gesicht
- Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis
- 5 Lagen: 3 x Meltblown-Vlies, 2 x Spinnvlies
- die TECHNIMASK FFP2 ist besonders hautfreundlich und für Allergiker geeignet
- Dermatologisch getestet mit dem Prädikat "Sehr gut"
- CE-Zertifizierung nach 2016/425/EU, FORCE Certification A/S, 2605 Brøndby (Code Nr. 0200)
- Made in Germany