

## Insulinpumpenkatheter



### Accu-Chek FlexLink 10/60 (10 Kanülen und 10 Schläuche)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| ArtNr:         | D72050                                 |
| PZN:           | 01022512                               |
| Hersteller:    | <a href="#">Roche Deutschland GmbH</a> |
| Hersteller Nr: | 04626516001                            |

**124,60 €**

zzgl. MwSt.

#### Beschreibung:

Kanülenlänge: 10 mm

- Schlauchlänge: 60 cm
- biegsame Teflonkanüle
- 90°-Einführungswinkel
- mit dem Adaptergriff senkrecht einführen
- direkt am Kanülengehäuse abkoppelbar
- selbsthaftende, hautfreundliche Auflage
- Stück per Packung: 10