


Perfusionsbestecke



Ecoflo Perfusionsbestecke 23 G, blau (100 Stück)

ArtNr: 16280223

PZN: 07429864

17,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Besteck zur Venenpunktion im peripheren Bereich zur Injektions- und Infusionstherapie
- 0,60 x 20 mm
- 23 G x 3/4
- für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- weiche, flexible Flügel
- Griffestigkeit
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel, 30 cm
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe
- einzeln steril verpackt
- blau