

Venenverweilkanülen

Surflo IV-Cath 18 G x 1 1/4, grün (50 Stück)



ArtNr:	16311812
PZN:	03958910
Umkarton:	4 Packungen
Hersteller:	Terumo Deutschland GmbH
Hersteller Nr:	SR-OX1832CF
Unverb. Preisempf.:	70,00 €

90,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Venenverweilkatheter
- 1,30 x 32 mm
- 18 G x 1 1/4
- schonend zur Vene
- zuverlässig und kontrollierbar
- perfekte Inzision
- sanfter Vorstoss ins Gefäß
- röntgendicht
- ein hydrophober Entlüftungsfiter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
- grün