

Sonstige Erste Hilfe



HeartSave Y / YA

ArtNr: 71900020

1.150,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Adaptive Benutzerführung des AED, der sich zur Optimierung des HLW-Ablaufs an die Arbeitsgeschwindigkeit des Anwenders anpassen kann
- Kindertaste für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden
- Eskalierende Energiestufen bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen
- Dokumentation von jedem Einsatz - EKG, Ereignisse, Tastenbetätigungen, Messwerte, technische Daten
- Biphasische Energieabgabe mit Thorax-Impedanzmessung für eine sichere und effektive Defibrillation
- Täglicher Selbsttest mit permanenter Statusanzeige für Funktionsbereitschaft, Batteriezustand, Elektroden