

Absaugung



Absaugkatheter S71 Ideal Tip, Ch 10, 60 cm lang (100 Stück)

ArtNr: 30005210
PZN: 02099681
Umkarton: 10 Packungen

24,00 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- S71 Ideal Tip
- Ch 10
- 60 cm
- gerade
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- ideale Spitze zur Verringerung des Risikos von Gewebeschäden
- weich abgerundet und offene Spitze mit zwei lindernden Augen
- steril
- schwarz