

Darmrohr



Darmrohre Ch 28 Typ B (75 Stück)

ArtNr: 30010028
PZN: 10125702
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 14,70 €

18,75 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Ch 28
- effektive Länge: 36 cm
- geschlossen, weich abgerundete Spitze mit 2 seitlichen Augen
- mattierte Oberfläche für leichtes Einführen
- angemessener Grad an Härte
- Knickbeständigkeit
- steril
- dunkelgrün